

## Instrucciones para la recolección de muestras vaginales con Aptima




### Paso 1: Prepare el hisopo

Sujete el hisopo entre el pulgar y el índice por la parte central del palito. **No sujete el palito por debajo de la línea negra. No toque la punta blanda del hisopo ni lo apoye sobre ninguna superficie.**



### Paso 2: Tome la muestra

1. Introduzca con cuidado el hisopo en la vagina unos 5 cm (aproximadamente la longitud de un tampón).
2. Gire suavemente el hisopo durante 10-30 segundos, asegurándose de que toque las paredes vaginales para que el hisopo absorba la humedad.
3. Retire el hisopo con cuidado sin tocar su piel.



### Paso 3: Asegure la muestra

1. Coloque el hisopo en el tubo de recolección.
2. Rompa el palito por la línea marcada y **deje la punta del hisopo dentro del tubo.**
3. Enrosque bien la tapa del tubo.
4. Deseche la parte superior restante del palito del hisopo



### Importante

**Si se derrama el tubo de recolección, avise inmediatamente a un miembro del personal.**